

経管栄養法の管理

1.手指衛生を行う。

- ・石鹼と流水またはアルコール製剤を用いて手指衛生を行う。



2.トレイをアルコールで清拭する。

- ・トレイを準備する。
- ・アルコール等で清拭を行い、清潔を保つ。



3.必要物品を準備する。

- ・イリゲーターに栄養を準備する。
- ・必要時、ロック用酢水を用意する。
- ・一般的に10倍に薄めた酢水を使用する。
- ・酢水の濃度に注意する。



4.栄養を投与し、酢水でロックする。

- ・清潔操作で栄養を投与する。
- ・栄養剤注入後白湯を注入し、必要時酢水でカテーテルロックをする。



5.イリゲーターを洗浄する。

- ・原則として食器と同様の管理を行う。
- ・食器用洗剤で洗浄した後、水道水を流して、投与ライン内も洗浄する。



6.十分に乾燥させる。

- ・イリゲーターは洗浄後十分に乾燥させる。
- ・清潔な場所で管理する。
- ・栄養セットは汚染されやすいため、適宜交換する。

