

弾性ストッキング 割引販売のご案内

 九州メディカルサービス株式会社 より 皆様の健康を足元から応援します。

「勤務中・勤務後」の疲労感が違うと評判です。



こんな方に
弾性ストッキングを
おすすめします

足のむくみ
疲れ対策に

日中、
立ちっぱなし
歩きっぱなし
の方に

夕方になると
足がむくむ方、
夜、こむら返り
しやすい方に



脚の「むくみ・疲れ」対策に。看護師様からご好評の製品です！

どの組み合わせでも

徳島県
看護協会会員様 特典

2足
同時購入で

30%OFF

シグバリスで人気の弾性ストッキング2種のご案内です。
軽めの「むくみ」対策に「ハイライト」、
「しっかり圧をかけたい」方には「コットン」
をおすすめいたします。

シグバリス「ハイライト」ハイソックス (弱圧 15~20mmHg)



「弱圧で伸びがよく履きやすい、価格もお手頃なハイソックス」

- ✓ 普段履きにも履きやすい。おしゃれな女性用ハイソックス
- ✓ 圧迫力は15~20mmHgで、とにかく伸びて履きやすい



色：スキン


色：黒

定価 3,740円(税込) のところ

1足ご購入で20%OFF... 2,990円(税込)

2足以上同時にご購入で30%OFF... 5,240円(税込) ※ 1足あたり 2,620円(税込)

シグバリス「コットン」ハイソックス (中圧 23~32mmHg)



看護師様からご好評の人気商品です。上質な肌触り。

- ✓ 肌にあたる部分が100%綿素材。天然繊維で敏感肌の方も安心です。
- ✓ プレミアムなスイス綿、なめらかで履きやすく、履き口も広く痛くなりにくい。



色：ピンク

色：ブラック

定価 6,050円(税込) のところ

1足ご購入で20%OFF... 4,840円(税込)

2足以上同時にご購入で30%OFF... 8,470円(税込) ※ 1足あたり 4,235円(税込)

※しっかりとした圧迫がかかりますので、着脱には少しの慣れが必要な点にご注意下さい。

新デザインに
変更します！

オフの日、普段履きで「むくみ・疲れ」対策



「マイクロファイバー シェード」の製品特長

- ◎ やわらかく通気性の良いマイクロファイバー素材。蒸れにくく“快適”な履きごち
- ◎ “医療規格”の正確な圧力で「足のむくみと疲れ」を軽減
- ◎ 医療規格ながら、“スタイリッシュ”なデザイン。オフの日の普段履きにぴったり

SHADES / マイクロファイバー・シェード <女性用>



圧迫力	20~27hPa (15~20mmHg)
足長 ※つま先からかかとまでの長さ	
サイズ S	22.5cm ~ 23.5 cm
M	24.0cm ~ 25.0 cm
L	25.5cm ~ 27.0 cm
価格	4,500円 (税別)



オニクス・ストライプ ジーンズ・ストライプ ワイン・ストライプ

表面掲載商品含む3種類の中から
どの組み合わせでも

2足 同時購入で 30%OFF
で購入できます!

弱圧が
気持ちいい!

SHADES / マイクロファイバー・シェード <男性用>



圧迫力	20~27hPa (15~20mmHg)
足長 ※つま先からかかとまでの長さ	
サイズ S	24.5cm ~ 25.5 cm
M	26.0cm ~ 27.0 cm
L	27.5cm ~ 29.0 cm
価格	4,500円 (税別)



ダークネイビー・ストライプ グラファイト・ストライプ オニクス・ストライプ グラファイト・アーガイル

マイクロファイバー シェード

定価 1足:4,950円(税込) を2足購入で

30%OFFの6,930円(税込)

※1足あたり: 3,465円 (税込)

1足購入でも20%OFFの3,960円 (税込)



シグバリス (医療用) と一般のストッキングの相違点

- ✓ 圧迫力が違います。一般に医療用の方が強く、症状に合わせた基準があります。
- ✓ 耐久性が違います。医療用は正しく使用すれば6ヵ月間圧迫力が持続します。
- ✓ 履く時間 = 朝の浮腫みの無い時に履いて、就寝時には脱ぐのが効果的です。

商品の詳細はこちらのサイトでご覧頂けます。


シグバリス日本公式HP
<http://sigvaris.co.jp/>



サイズ選びのポイント

サイズ	* 足首周囲を基準にサイズを決めてください。 * 「コットン」は丈についても選べます。目安として：身長150cm = ショート丈、160cm以上 = ノーマル丈
圧迫力	* しっかり圧迫するには「コットン」ノーマル圧で (23~32mmHg) 看護師様の利用が最も多い製品です。 * 軽めのむくみ対策、履きやすさで選ぶなら「シェード」もしくは「ハイライト」をおすすめします。
つま先形状	* 「シェード」「ハイライト」はつま先ありのみです。「コットン」は あり、なしが選択可能です。

ご購入までの流れ



※2足以上の商品を選択し、カートに入れて「レジへ進む」をクリックすると「30%OFF」が適用された金額が表示されます。

◆詳しい購入の流れはこちらをご覧ください。

<http://kyushu-med.jp/kmsweb/how-to-buy.html>



◆会員限定販売サイト 会員登録ページ

<http://www.kmsweb.shop/shop/idinfo.html?gid=tokushima2021>



**「ご施設」単位でのご注文で、さらに「お得」に購入できます！
ご案内を希望の方は下記問い合わせ先までご連絡ください。**

販売元: 九州メディカルサービス株式会社
福岡県久留米市螢川町4番地4
問い合わせ先: TEL: 080-8361-1292 (担当: 平田) E-mail: k-hirata@kyushu-med.jp



九州メディカルサービスHP
<http://www.kyushu-med.jp/>